

Số: 232 /BVĐKĐN-VTTBYT

Đồng Nai, ngày 03 tháng 03 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư tiêu hao cho máy monitor theo dõi bệnh nhân và máy đo điện tim Nihon Kohden với nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai – Số 2, đường Đồng khởi, phường Bình Đa, Biên Hòa, Đồng Nai.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm báo giá:

- Ông: Mai Trung Tín

- Chức vụ: Nhân viên phòng Vật tư Thiết bị y tế

- Số điện thoại: (02518) 825 609

3. Cách thức nhận báo giá: Nhận trực tiếp hoặc bưu điện.

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư Thiết bị y tế - Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai – Số 2, đường Đồng khởi, phường Bình Đa, Biên Hòa, Đồng Nai.

4. Thời gian tiếp nhận báo giá:

Từ 08 giờ 00 ngày 04 tháng 03 năm 2025 đến trước 16 giờ 30 ngày 13 tháng 03 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 13 tháng 03 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế.



STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
I. Máy monitor theo dõi bệnh nhân				
1	Đầu dò SpO2 người lớn sử dụng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden	<p>Đầu dò SpO2 người lớn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dài khoảng 1.6m, sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá ($\pm 5\%$) giá trị. - Đáp ứng tiêu chuẩn an toàn 93/42/EEC - Độ chính xác SpO2: $80\% \leq \text{SpO2} \leq 100\%$: $\pm 2\% \text{SpO2}$; $70\% \leq \text{SpO2} \leq 80\%$: $\pm 3\% \text{SpO2}$ - Đáp ứng tiêu chuẩn chống thấm nước: IPX4. - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện. 	Cái	01
2	Dây nối cho đầu dò SpO2 sử dụng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden	<p>Dây nối cho đầu dò SpO2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dài khoảng: 250cm - Đáp ứng tiêu chuẩn an toàn 93/42/EEC của châu Âu - Tương thích với máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện. 	Cái	01
3	Ống hơi đo huyết áp sử dụng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden	<p>Ống hơi đo huyết áp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: dài 350cm - Tương thích với máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện. 	Cái	01

4	Bao đo huyết áp người lớn dùng nhiều lần sử dụng cho monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden	<p>Bao đo huyết áp người lớn dùng nhiều lần:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phạm vi đo từ 23cm - 33cm, bề rộng bao đo: 13cm. - Bao đo huyết áp bao gồm đầu nối phù hợp với cáp đo huyết áp. - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện. 	Cái	01
5	Cáp điện tim 3 điện cực sử dụng cho máy monitor theo dõi bệnh	<p>Cáp điện tim 3 điện cực:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gồm 3 dây dẫn điện cực. - Kích thước: dài khoảng 80cm - Kiểu IEC, dạng kẹp - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden 	Cái	01
6	Dây nối cho cáp điện tim sử dụng cho máy monitor theo dõi bệnh	<p>Dây nối cho cáp điện tim:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: dài khoảng 3m - Kiểu IEC - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden 	Cái	01
7	Bộ kit đo CO2 sử dụng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden	<p>Bộ kit đo CO2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bao gồm: cáp kết nối với máy và sensor đo CO2 - Đầu kết nối máy bằng nhựa có màu phân biệt, dạng hình thang chống cắm lộn cực, đầu sensor dạng cài. - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện. 	Bộ	01



II. Máy đo điện tim				
1	Điện cực hút ngực sử dụng cho máy đo điện tim hãng Nihon Kohden	<p>Điện cực hút ngực:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gồm 6 núm điện cực - Đường kính lỗ cắm 3mm - Chất liệu: núm bằng silicone, điện cực tiếp xúc da bằng hợp kim niken bạc - Có thể vệ sinh mặt tiếp xúc bằng cồn (76.9 đến 81.4%) hoặc chất tẩy rửa trung tính - Đáp ứng tiêu chuẩn an toàn 93/42/EEC của châu Âu - Tương thích với máy đo điện tim hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện. 	Bộ	01
2	Điện cực chi sử dụng cho máy đo điện tim hãng Nihon Kohden	<p>Điện cực chi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gồm 4 kẹp chi. - Đầu nối gắn điện cực đường kính 3mm. - Trở kháng điện cực < 3kΩ - Phần kẹp bằng nhựa Polypropylen và điện cực tiếp xúc da bằng hợp kim niken bạc - Vệ sinh được bằng chất tẩy rửa trung tính hoặc vải mềm làm ẩm với cồn (15 độ C, 76,9 đến 81,4%) - Đáp ứng tiêu chuẩn an toàn 93/42/EEC của châu Âu - Tương thích với máy đo điện tim hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện. 	Bộ	01

3	Cáp điện tim 10 điện cực sử dụng cho máy đo điện tim hãng Nihon Kohden	Cáp điện tim 10 điện cực: - Đường kính đầu cắm: 3mm - Chuẩn IEC - Tương thích với máy đo điện tim hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện.	Cái	01
---	------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----

2. Địa điểm giao hàng:

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai – Số 2, đường Đồng Khởi, phường Bình Đa, Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Theo hợp đồng thỏa thuận.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.
- Đồng tiền thanh toán: VNĐ.
- Thời hạn thanh toán: Theo hợp đồng thỏa thuận.

Trân trọng./.

Nơi nhận: ✓

- Như trên;
- Lưu: VT, VTTBYT.



GIÁM ĐỐC



Ngô Đức Tuấn